

**RESIGHT™**  
**Fundusabbildungssysteme**



## Zusammenspiel für beste Visualisierung

Mit den RESIGHT Systemen erhalten Sie eine exakt auf Ihre Wünsche abgestimmte Retina-Lösung.

### Optik? ZEISS!

Die Fundusabbildungssysteme RESIGHT eröffnen Ihnen eine detailreiche, klare Sicht auf die Retina. Dabei ist das Zusammenspiel von Fundusabbildungssystem, Inverter und Videokamera brillant und automatisiert Ihre Arbeitsabläufe.

### Nachfokussieren? Nein!

Mit den RESIGHT Systemen sparen Sie sich das Nachfokussieren beim Ein- und Ausschleiben des Fundusabbildungssystems. Denn die Varioskopoptik ermöglicht, dass das Mikroskop stets auf derselben fokalen Ebene bleibt.

### Sicherheit groß geschrieben

RESIGHT 500 und RESIGHT 700 sind so konstruiert, dass sich das Fundusabbildungssystem beim ungewünschten Augenkontakt automatisch zusammenklappt. Damit ist der Sicherheitsabstand sehr groß und die Patientensicherheit optimal gewährleistet.



*RESIGHT 700 mit Lupenhalter und Lupenrevolver mit zwei asphärischen Linsen*



### Handfrei fokussieren

Mit RESIGHT 700 können Sie via Fußschaltgerät fokussieren, während Ihre Hände im OP-Feld bleiben. Alternativ wählen Sie RESIGHT 500 mit manueller Fokussierung.

### Ein kleiner Dreh für eine andere Sicht

Mit dem innovativen Lupenrevolver der Fundusabbildungssysteme kommt Bewegung in den intraoperativen Lupenwechsel. Denn Sie haben schnell, komfortabel und vor allem steril Zugriff auf eine zweite Lupe mit alternativer Vergrößerung.

### Günstig in Anschaffung und Nutzung

Der intelligente Aufbau des Fundusabbildungssystems reduziert den Umfang der zu sterilisierenden Optik und verlängert damit deren Lebensdauer. Darüber hinaus begünstigt diese Konstruktion die Investitionskosten für die Gesamtausstattung.

### Teile der RESIGHT Fundusabbildungssysteme

- Grund- und Fokussiereinheit
- Lupenhalter mit Lupenrevolver für 175 und 200 mm Objektive
- Resterilisierbare asphärische Lupen (60 D and 128 D)