



**VISALIS® 500**  
Zubehörkatalog



We make it visible.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
I/A-Leitung	3
Zubehör für die Kataraktchirurgie	3
<b>Phakoemulsifikation</b>	<b>3</b>
Handstück	3
Phako-Sets	4
Spitzen	6
Zusätzliches Zubehör	6
Sleeves	7
<b>Irrigation/Aspiration</b>	<b>7</b>
Bimanuelle Technik	7
Koaxiale Technik	8
<b>Diathermie</b>	<b>10</b>
<b>Vorderkammer-Vitrektomie</b>	<b>10</b>
Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie	
<b>Trokar- und Infusionssysteme</b>	<b>11</b>
<b>Hinterkammer-Vitrektomie</b>	<b>11</b>
<b>Endobeleuchtung</b>	<b>12</b>
<b>Injektions- und Entfernungssysteme</b>	<b>13</b>
<b>Endodiathermie</b>	<b>14</b>
Sonstiges Zubehör	14
Optionales Systemzubehör	15

## I/A-Leitung

Einweg		<b>I/A TUBING CASSETTE QUICKSET</b> I/A-Leitungskassette „QuickSet“ mit Drainagebeutel (40 Stk.)	303060-0204-000
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Phakoemulsifikation







#### Handstück

Mehrweg		<b>ULITE PHACO HANDPIECE</b> Phakohandstück 4 piezoelektrische Kristalle, 40 KHz Spitzenhub 0 bis 100 µm	303060-0001-000
---------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Phakoemulsifikation

#### Phako-Sets







Einweg		<b>PHACO SET 20G, U/S TIP 15° (10 Stk.)</b> 20G Phakospitze, gerade, 15° 20G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,6–2,8	303060-1000-000
Einweg		<b>PHACO SET 20G, U/S TIP 30° (10 Stk.)</b> 20G Phakospitze, gerade, 30° 20G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,6–2,8	303060-1001-000
Einweg		<b>PHACO SET 20G, U/S TIP 30° FLARED (10 Stk.)</b> 20G Phakospitze, aufgeweitet, 30° 20G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,6–2,8	303060-1010-000
Einweg		<b>PHACO SET 21G, U/S TIP 15° (10 Stk.)</b> 21G Phakospitze, bikonisch, 15° 21G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,2-2,5	303060-1002-000
Einweg		<b>PHACO SET 21G, U/S TIP 30° (10 Stk.)</b> 21G Phakospitze, bikonisch, 30° 21G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,2-2,5	303060-1003-000
Einweg		<b>PHACO SET 21G, U/S TIP 30° FLARED (10 Stk.)</b> 21G Phakospitze, aufgeweitet, 30° 21G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 2,2-2,5	303060-1011-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Phakoemulsifikation

#### Phako-Sets

Einweg		<b>PHACO SET 22G, U/S TIP 15° (10 Stk.)</b> 22G Phakospitze, bikonisch, 15° 22G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 1,7-2,1	303060-1004-000
Einweg		<b>PHACO SET 22G, U/S TIP 30° (10 Stk.)</b> 22G Phakospitze, bikonisch, 30° 22G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 1,7-2,1	303060-1005-000
Einweg		<b>PHACO SET 22G, U/S TIP 30° FLARED (10 Stk.)</b> 22G Phakospitze, aufgeweitet, 30° 22G Silikonleeve (2 Stk.) Testkammer und Spitzenschlüssel	RIS* 1,7-2,1	303060-1012-000
Einweg		<b>20G SLEEVES, TEST CHAMBER SET (10 Stk.)</b> 20G Silikonleeve (2 Stk.) und Testkammer	RIS* 2,6–2,8	303060-1006-000
Einweg		<b>21G SLEEVES, TEST CHAMBER SET (10 Stk.)</b> 21G Silikonleeve (2 Stk.) und Testkammer	RIS* 2,2-2,5	303060-1007-000
Einweg		<b>22G SLEEVES, TEST CHAMBER SET (10 Stk.)</b> 22G Silikonleeve (2 Stk.) und Testkammer	RIS* 1,7-2,1	303060-1008-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Phakoemulsifikation

#### Spitzen

Mehrweg		<b>19G PHACO TIP, 15°</b>	Gerade, 15°	303060-0050-000	RIS*	Sleeve
		<b>19G PHACO TIP, 30°</b>	Gerade, 30°	303060-0051-000	2,9-3,2	303060-0100-000
		<b>19G PHACO TIP, 45°</b>	Gerade, 45°	303060-0052-000		
Mehrweg		<b>20G PHACO TIP, 15°</b>	Gerade, 15°	303060-0054-000	RIS*	Sleeve
		<b>20G PHACO TIP, 30°</b>	Gerade, 30°	303060-0055-000	2,6-2,8	303060-0101-000
		<b>20G PHACO TIP, 45°</b>	Gerade, 45°	303060-0056-000		
Mehrweg		<b>20G PHACO TIP, BICONICAL</b>	Bikonisch, 15°	303060-0053-000	RIS*	Sleeve
					2,6-2,8	303060-0101-000
Mehrweg		<b>20G PHACO TIP, 20°, ANGLED</b>	Abgewinkelt, 20°	303060-0062-000	RIS*	Sleeve
					2,6-2,8	303060-0101-000
Mehrweg		<b>21G PHACO TIP, BICONICAL, 15°</b>	Bikonisch, 15°	303060-0059-000	RIS*	Sleeve
		<b>21G PHACO TIP, BICONICAL, 30°</b>	Bikonisch, 30°	303060-0060-000	2,2-2,5	303060-0102-000
Mehrweg		<b>22G PHACO TIP, BICONICAL, 15°</b>	Bikonisch, 15°	303060-0063-000	RIS*	Sleeve
		<b>22G PHACO TIP, BICONICAL, 30°</b>	Bikonisch, 30°	303060-0065-000	1,7-2,1	303060-0103-000
Mehrweg		<b>22G PHACO TIP, 30°, SLEEVELESS BIMANUAL</b>	Gerade, 30°	303060-0057-000	RIS*	
					1,0-1,2	
Mehrweg		<b>22G PROGR. PHACO TIP, SLEEVELESS BIMANUAL</b>	Aufgeweitet, 30°	303060-0058-000	RIS*	
					1,0-1,2	
Mehrweg		<b>PARS PLANA PHACO TIP</b>	20G (posteriore Fragmentation)	303060-0064-000		

#### Zusätzliches Zubehör

Mehrweg		<b>TEST CHAMBER (2 Stk.)</b>				303060-0202-000
Mehrweg		<b>PHACO TIP WRENCH</b>				303060-0121-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Phakoemulsifikation

#### Sleeves

Mehrweg		<b>19G SILICONE SLEEVE (GREY) 2.9-3.2MM (3 Stk.)</b>	RIS*	303060-0100-000
			2,9-3,2	
Mehrweg		<b>20G SILICONE SLEEVE (BLUE) 2.6-2.8MM (3 Stk.)</b>	RIS*	303060-0101-000
			2,6-2,8	
Mehrweg		<b>21G SILICONE SLEEVE (YELLOW) 2.2-2.5MM (3 Stk.)</b>	RIS*	303060-0102-000
			2,2-2,5	
Mehrweg		<b>22G SILICONE SLEEVE (GREEN) 1.7-2.1MM (3 Stk.)</b>	RIS*	303060-0103-000
			1,7-2,1	

### Irrigation/Aspiration

#### Bimanuelle Technik

Einweg		<b>IRR &amp; ASP HANDPIECES BIMANUAL (10 Stk.)</b> Bimanuelle Handstücke für Irrigation (seitliche Öffnungen) und Aspiration Aspiration: 21G, 0,35 mm Irrigation: 21G, 2 seitliche Öffnungen, 0,45 mm	303060-0165-000
Einweg		<b>IRR &amp; ASP HANDPIECES BIMANUAL FRONT (10 Stk.)</b> Bimanuelle Handstücke für Irrigation (Spitzenöffnung) und Aspiration Aspiration: 21G, 0,35 mm Irrigation: 21G, 1 Spitzenöffnung, 0,5 mm	303060-0166-000
Mehrweg		<b>IRRIGATION HANDPIECE, BIMANUAL</b> 21G, 0,6 mm	303060-0155-000
Mehrweg		<b>ASPIRATION HANDPIECE, BIMANUAL</b> 21G, 0,3 mm	303060-0156-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Irrigation/Aspiration

#### Koaxiale Technik


Einweg		<b>I/A HANDPIECE 20G STRAIGHT</b> 20G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, gerade	RIS* 2,6–2,8	303060-0141-000
Einweg		<b>I/A HANDPIECE 20G ANGLED 45°</b> 20G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, abgewinkelt, 45°	RIS* 2,6–2,8	303060-0142-000
Einweg		<b>I/A HANDPIECE 21G ANGLED 45°</b> 21G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, abgewinkelt, 45°	RIS* 2,2-2,5	303060-0143-000
Einweg		<b>I/A HANDPIECE 21G CURVED</b> 21G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, gekrümmt, 40°	RIS* 2,2-2,5	303060-0146-000
Einweg		<b>I/A HANDPIECE 22G ANGLED 45°</b> 22G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, abgewinkelt, 45°	RIS* 1,7-2,1	303060-0144-000
Einweg		<b>I/A HANDPIECE 22G CURVED</b> 22G I/A-Handstück (10 Stk.), koaxial, gekrümmt, 40°	RIS* 1,7-2,1	303060-0145-000
Mehrweg		<b>I/A HANDPIECE, COAXIAL, REUSABLE</b> I/A-Handstück, koaxial		303060-0140-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm

## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Irrigation/Aspiration

#### Koaxiale Technik




Mehrweg		<b>I/A CANNULA, METAL SLEEVE, STRAIGHT, Ø 1.6 MM</b>		303060-0150-000
		<b>I/A CANNULA, METAL SLEEVE, ANGLED, Ø 1.6 MM</b>		303060-0151-000
		<b>I/A CANNULA, METAL SLEEVE, CURVED, Ø 1.6 MM</b>		303060-0152-000
		<b>I/A CANNULA, MET. SLEEVE, 12 O'CLOCK, Ø 1.6 MM</b>		303060-0153-000
		<b>I/A CANNULA, METAL SLEEVE, 90°, Ø 1.6 MM</b>		303060-0154-000
Mehrweg		<b>19G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, STRAIGHT</b>	RIS* 2,9-3,2	303060-0157-000
		<b>19G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, ANGLED</b>		303060-0158-000
Mehrweg		<b>20G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, STRAIGHT</b>	RIS* 2,6–2,8	303060-0159-000
		<b>20G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, ANGLED</b>		303060-0160-000
Mehrweg		<b>21G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, STRAIGHT</b>	RIS* 2,2-2,5	303060-0161-000
		<b>21G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, ANGLED</b>		303060-0162-000
Mehrweg		<b>22G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, STRAIGHT</b>	RIS* 1,7-2,1	303060-0163-000
		<b>22G I/A CANNULA, SILICONE SLEEVE, ANGLED</b>		303060-0164-000

\* Empfohlene Inzisionsgröße in mm



## Zubehör für die Kataraktchirurgie

### Diathermie

Mehrweg		<b>DIATHERMY PENCIL ERASER</b>	303060-0252-000
Mehrweg		<b>DIATHERMY FORCEPS</b>	303060-0251-000
Mehrweg		<b>DIATHERMY BIPOLAR CABLE</b>	303060-0250-000

### Vorderkammer-Vitrektomie

Einweg		<b>20G A-VIT PROBE WITH SLEEVE (5 Stk.)</b> 20G Sonde für Vorderkammer-Vitrektomie Silikonsleeve	303060-0301-000
Mehrweg		<b>20G A-VIT PROBE W/SLEEVE, REUSABLE</b> 20G Sonde für Vorderkammer-Vitrektomie Silikonsleeve	303060-0300-000




## Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie

### Trokar- und Infusionssysteme

Einweg		<b>20G SCLERAL INFUSION CANNULA (5 Stk.)</b>	303060-0503-000
Einweg		<b>23G TROCAR KIT ONE-STEP (10 Stk.)</b>	303060-0405-000
Einweg		<b>23G TROCAR KIT ONE-STEP OIL INFUSION (10 Stk.)</b>	303060-0406-000
Einweg		<b>25G TROCAR KIT (5 Stk.)</b> Ein-Schritt-System	303060-0409-000











## Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie

### Hinterkammer-Vitrektomie

Einweg		<b>20G POSTERIOR VITRECTOMY PROBE (5 Stk.)</b> Highspeed	303060-0403-000
Einweg		<b>23G POSTERIOR VITRECTOMY PROBE (5 Stk.)</b> Highspeed	303060-0407-000
Einweg		<b>25G POSTERIOR VITRECTOMY PROBE (5 Stk.)</b> Highspeed	303060-0408-000





## Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie

### Endo-Beleuchtung

Einweg		 <b>20G ENDO-ILLUMINATION PROBE (5 Stk.)</b> 303060-0600-000
		 <b>20G WIDE-ANGLE ENDO-ILLUMINATION PROBE (5 Stk.)</b> 303060-0601-000
Einweg		 <b>20G ENDO-ILLUMINATION PROBE MULTIPOINT (5 Stk.)</b> 303060-0602-000
		 <b>20G WIDE-ANGLE ENDO-ILLUMIN. MULTIPOINT (5 Stk.)</b> 303060-0603-000
Einweg		 <b>23G ENDO-ILLUMINATION PROBE MULTIPOINT (5 Stk.)</b> 303060-0604-000
		 <b>23G WIDE-ANGLE ENDO-ILLUMIN. MULTIPOINT (5 Stk.)</b> 303060-0605-000
Einweg		<b>25G ENDO-ILLUMINATION PROBE MULTIPOINT (5 Stk.)</b> 303060-0606-000

## Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie

### Injektions- und Entfernungssysteme

Einweg		<b>ADAPTER AIR/CONTROLLED IRRIGATION (5 Stk.)</b> 303060-0506-000
Einweg		<b>AIR INJECTION TUBE WITH FILTER (5 Stk.)</b> 303060-0508-000
Einweg		<b>SILICONE-OIL INJECTION TUBE (5 Stk.)</b> 303060-0509-000
Einweg		<b>VISCOUS FLUID REMOVAL KIT (10 Stk.)</b> 303060-0507-000

## Zubehör für die vitreoretinale Chirurgie

### Endodiathermie

Einweg		20G ENDODIATHERMY PROBE (5 Stk.)	303060-0262-000
Einweg		23G ENDODIATHERMY PROBE (5 Stk.)	303060-0263-000
Einweg		25G ENDODIATHERMY PROBE (5 Stk.)	303060-0264-000
Mehrweg		DIATHERMY BIPOLAR CABLE	303060-0250-000

### Sonstiges Zubehör

Einweg		SCREEN DRAPE VISALIS 500 (8 Stk.)	303060-0352-000
Einweg		REMOTE CONTROL COVER VISALIS (10 Stk.)	303060-0353-000
Einweg		TRAY COVER VISALIS 500 (2 Stk.)	303060-0354-000

## Sonstiges Zubehör

Mehrweg		STERILIZATION TRAY 26,5 x 16,3 x 4,6 cm	303060-0350-000
Mehrweg		TOUCHSCREEN PEN (5 Stk.)	301640-0020-000

## Optionales Systemzubehör

		CONSOLE TRAY Manuell höhenverstellbar	303041-9004-000
		VIDEO OVERLAY BOX	303041-9007-000
		IV-POLE FOOTSWITCH	303041-9006-000
		REMOTE CONTROL	303041-9008-000



#### Ihre Ansprechpartner vor Ort:

##### Argentinien

Carl Zeiss Argentina S.A.  
Calle Nahuel Huapi 4015 / 25  
C1430 BCO Buenos Aires  
Argentinien  
Telefon: +54 11 45 45 66 61  
bruzzi@zeiss.com.ar

##### Australien

Carl Zeiss Pty Ltd  
Tenancy Office 4, Level 1  
40-52 Talavera Road  
North Ryde NSW 2113  
Australien  
Telefon: +61 2 9020 1333  
med@zeiss.com

##### Belgien

Carl Zeiss NV-SA  
Ikaroslaan 49  
1930 Zaventem  
Belgien  
Telefon: + 32 2 719 39 11  
info@zeiss.be

##### Brasilien

Carl Zeiss do Brasil Ltda.  
Av. Nações Unidas, 21711  
CEP04795-100 São Paulo  
Brasilien  
Telefon: +55 11 5693 5521  
medbrasil@zeiss.org

##### China

Carl Zeiss Shanghai Co. Ltd.  
1/f., Ke Yuan Building  
11 Ri Yin Nan Road  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
2005 Yang Gao Bei Road  
Shanghai 200131  
China  
Telefon: +86 21 5048 17 17  
sro@zeiss.com.cn

##### Deutschland

Carl Zeiss Meditec  
Vertriebsgesellschaft mbH  
Carl-Zeiss-Straße 22  
73447 Oberkochen  
Deutschland  
Telefon: +49 7364 20 6000  
vertrieb@meditec.zeiss.com  
Chirurgische Ophthalmologie:  
Telefon: +49 800 470 50 30  
iol.order@meditec.zeiss.com

##### Frankreich

Carl Zeiss Meditec France SAS  
60, route de Sartrouville  
78230 Le Pecq  
Frankreich  
Telefon: +33 1 34 80 21 00  
med@zeiss.fr

##### Großbritannien

Carl Zeiss Ltd.  
509 Coldhams lane  
Cambridge  
CAMBS  
CB1 3JS,  
Großbritannien  
Telefon: +44 1707 871200  
info@zeiss.co.uk

##### Hong Kong

Carl Zeiss Far East Co. Ltd.  
Units 11-12, 25/F  
Tower 2, Ever Gain Plaza  
No. 88 Container Port Road  
Kwai Chung  
Hong Kong  
Telefon: +852 2332 0402  
czfe@zeiss.com.hk

##### Indien

Carl Zeiss India Pvt. Ltd.  
Plot No.3, Jigani Link Road  
Bommasandra Industrial Area  
Bangalore - 560 099  
Telefon: +91 80 4343 8000  
info@zeiss.co.in

##### Italien

Carl Zeiss S.p.A.  
Viale delle Industrie 20  
20020 Arese (Mailand)  
Italien  
Telefon: +39 02 93773 1  
infomed@zeiss.it

##### Japan

Carl Zeiss Meditec Japan Co. Ltd.  
Shinjuku Ku  
Tokyo 160-0003  
22 Honchio-Cho  
Japan  
Ophthalmologische Instrumente:  
Telefon: +81 3 33 55 0331  
medsales@zeiss.co.jp  
Chirurgische Instrumente:  
Telefon: +81 3 33 55 0341  
cmskoho@zeiss.co.jp

##### Kanada

Carl Zeiss Canada Ltd.  
45 Valleybrook Drive  
Toronto, ON M3B 2S6  
Kanada  
Telefon: +1 800 387 8037  
micro@zeiss.com

##### Malaysia

Carl Zeiss Sdn Bhd.  
Lot2, Jalan 243/51 A  
46100 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Malaysia  
Telefon: +60 3 7877 50 58  
malaysia@zeiss.com.sg

##### Mexiko

Carl Zeiss de México S.A. de C.V.  
Avenida Miguel Angel de Quevedo  
496  
04010 Mexiko - Stadt  
Mexiko  
Telefon: +52 55 59 99 0200  
cz-mexico@zeiss.org

##### Neuseeland

Carl Zeiss (N.Z.) Ltd.  
15B Paramount Drive  
P.O. Box 121 - 1001  
Henderson, Auckland 0650  
Neuseeland  
Telefon: +64 9 838 5626  
med@zeiss.com

##### Niederlande

Carl Zeiss B.V.  
Trapezium 300  
Postbus 310  
3364 DL Sliedrecht  
Niederlande  
Telefon: +31 184 43 34 00  
info@zeiss.nl

##### Österreich

Carl Zeiss GmbH  
Laxenburger Str. 2  
1100 Wien  
Österreich  
Telefon: +43 1 79 51 80  
austria@zeiss.org

##### Polen

Carl Zeiss sp. z o.o.  
ul. Lopuszanska 32  
02-220 Warschau  
Polen  
Telefon: +48 22 858 2343  
medycyna@zeiss.pl

##### Schweden

Carl Zeiss AB  
Tegeluddsvaegen 76  
10254 Stockholm  
Schweden  
Telefon: +46 84 59 25 00  
info@zeiss.se

##### Schweiz

Carl Zeiss AG  
Feldbachstrasse 81  
8714 Feldbach  
Schweiz  
Telefon: +41 55 254 7534  
info@zeiss.ch

##### Singapur

Carl Zeiss Ptd. Ltd.  
50 Kaki Bukit Place  
Singapur 415926  
Singapur  
Telefon: +65 6741 9600  
info@zeiss.com.sg

##### Spanien

Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U.  
Ronda de Poniente, 15  
Tres Cantos  
28760 Madrid  
Spanien  
Telefon: +34 91 203 37 00  
info@zeiss.es

##### Südafrika

Carl Zeiss (Pty.) Ltd.  
363 Oak Avenue  
Ferndale  
Randburg 2194  
Südafrika  
Telefon: +27 11 886 9510  
info@zeiss.co.za

##### Südkorea

Carl Zeiss Co. Ltd.  
Seoul 121-828  
Mapo-gu  
141-1, Sangsu-dong  
2F, BR Elitel Bldg.  
Südkorea  
Telefon: +82 2 3140 2600  
korea@zeiss.co.kr

##### Thailand

Carl Zeiss Thailand  
Floor 8, Thosapol Land Building 2  
230 Ratchadapisek Road  
Huaykwang, Bangkok 10310  
Thailand  
Telefon: +66 2 74 06 43  
thailand@zeiss.com.sg

##### Tschechische Republik

Carl Zeiss spol. s.r.o.  
Radlická 14/3201  
150 00 Prag 5  
Tschechische Republik  
Telefon: +420 233 101 221  
zeiss@zeiss.cz

##### USA

Carl Zeiss Meditec, Inc.  
5160 Hacienda Drive  
Dublin, CA 94568  
USA  
Telefon: +1 925 557 4100  
info@meditec.zeiss.com

CE 0297



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Deutschland

www.meditec.zeiss.com

www.meditec.zeiss.com/contacts