


ZEISS AT LARA 829MP preloaded
Technische Daten



ZEISS AT LARA 829MP preloaded

AT LARA 829MP preloaded

Design der Optik	Diffraktiv, aspherisch Erweiterte Tiefenschärfe: 0,95 dpt und 1,9 dpt
Material	Hydrophiles Acrylat (25 % Wassergehalt) mit hydrophoben Oberflächeneigenschaften
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm
Anwinkelung der Haptik	0°
Linsendesign	Einteilige MICS
Inzisionsgröße	1,8 mm
A-Konstante des Unternehmens ¹	118,5
Dioptrienbereich	-10,0 bis +32,0 dpt. in Schritten von 0,5 dpt.
ACD	5,20
Implantation in	Kapselsack
Injektor/Kartuschenset ²	BLUEMIXS® 180
Indikationen	Cataracta senilis und andere Formen der Katarakt. Augenkorrektur bei Aphakiepatienten mit oder ohne Presbyopie



CE 0297 AT LARA

CE 0459 BLUEMIXS 180 Injektor



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschitzer Str. 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.com/lara
www.zeiss.com/med/contacts



Carl Zeiss Meditec SAS
27 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny
Frankreich

DE_32_022_00581
AT LARA und BLUEMIXS sind eingetragene Marken der Carl Zeiss Meditec AG.
Der Inhalt der Broschüre kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produkts in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionale Vertretung. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. Gedruckt auf elementarchlorfrei gebleichtem Papier.
© 2017 Carl Zeiss Meditec AG. Alle Rechte vorbehalten.