



CT ASPHINA 509M
CT ASPHINA 509MP preloaded
Technische Daten



We make it visible.

CT ASPHINA 509M

CT ASPHINA 509MP preloaded



CT ASPHINA® 509M

Design der Optik	Monofokal, asphärisch (aberrationskorrigierend)
Material	Hydrophiles Acrylat (25 %) mit hydrophoben Oberflächeneigenschaften
Durchmesser der Optik	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm
Anwinkelung der Haptik	0°
Linsendesign	Einteilig, MICS
Inzisionsgröße	1,8 mm
A-Konstante des Unternehmens ¹	118,3
Dioptriebereich	Von 0,0 bis +32,0 dpt 0,0 bis +10,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte +10,0 bis +30,0 dpt, 0,5-dpt-Schritte +30,0 bis +32,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte
Vorderkammertiefe (ACD)	5,14
Implantation in	Kapselsack
Injektor / Kartuschenset ²	AT.Shooter A2-2000 / ACM2 oder VISCOJECT™-BIO 1.8 Injektorset oder AT.Shooter A1-2000 / VISCOJECT-BIO 1.8 Kartuschenset

CT ASPHINA 509MP preloaded

Design der Optik	Monofokal, asphärisch (aberrationskorrigierend)
Material	Hydrophiles Acrylat (25 %) mit hydrophoben Oberflächeneigenschaften
Durchmesser der Optik	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm
Anwinkelung der Haptik	0°
Linsendesign	Einteilig, MICS
Inzisionsgröße	1,8 mm
A-Konstante des Unternehmens ¹	118,3
Dioptriebereich	Von 0,0 bis +32,0 dpt 0,0 bis +10,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte +10,0 bis +30,0 dpt, 0,5-dpt-Schritte +30,0 bis +32,0 dpt, 1,0-dpt-Schritte
Vorderkammertiefe (ACD)	5,14
Implantation in	Kapselsack
Injektor / Kartuschenset ²	BLUEMIXS® 180

¹ Weitere Informationen zu optimierten A-Konstanten erhalten Sie auf unseren Internetseiten.

² Besuchen Sie unsere Internetseiten für die aktuellsten Informationen.



0297 CT ASPHINA 509M / 509MP
ACM2 Kartuschenset



0459 CT ASPHINA 509MP
BLUEMIXS 180 Injektor



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Str. 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.com/iol
www.zeiss.com/med/contacts



Carl Zeiss Meditec SAS
27 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny – Frankreich
Postanschrift:
Avenue Paul Langevin – BP5
17053 La Rochelle – Cedex 9
Frankreich

DE_32_022_00141

CT ASPHINA und BLUEMIXS sind eingetragene Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec. VISCOJECT ist ein Warenzeichen von Mediceal (CE 0482). Der Inhalt des Prospekts kann vom aktuellen Stand der Produktzulassung in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen treten Sie bitte mit unserer regionalen Vertretung in Verbindung. Änderungen in Design und Lieferumfang sowie infolge fortlaufender technischer Entwicklungen vorbehalten. Gedruckt auf elementarchlorfrei gebleichtem Papier. © 2015 Carl Zeiss Meditec AG. Alle Urheberrechte vorbehalten.



000000-20613170



04/2015

