

CT ASPHINA™ 603P XL Stabi ZO[®]



CT ASPHINA™ 603P XL Stabi ZO®



Design der Optik	Monofokal, asphärisch (aberrationskorrigierend)
Material	Hydrophiles Acrylat (28%)
Durchmesser der Optik	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	10,5 mm
Anwinkelung der Haptik	10°
Linsen-Design	Einteilig
Inzisionsgröße	2,8 mm
A-Konstante des Unternehmens*	118,2
Dioptriebereich	Von +10,0 bis +30,0 dpt +10,0 bis +30,0 dpt: 0,5 dpt Schritte
ACD	5,08
Implantation in:	Kapselsack
Injektor**	SkyJet® 2.8

* Aktuelle A-Konstanten finden Sie auf unserer Webseite.

** Aktuelle Referenzen finden Sie auf unserer Webseite.

Bitte fragen Sie Ihre regionale Vertretung nach dem aktuellen Produktnamen in Ihrem Land.

I/D01116 09/09 DE

ASPHINA™ ist ein Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec. SkyJet® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Carl Zeiss Meditec.

Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes in Ihrem Land abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionale Vertretung.

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

© 2009 durch Carl Zeiss Meditec SAS. Urheberrechtlich geschützt.

Carl Zeiss Meditec
Vertriebsgesellschaft mbH
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena

Telefon: 08 00 470 50 30
Fax: 08 00 470 50 00
iol.order@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.com/zo