



CT LUCIA 202
(ZEISS dreiteilige IOL)
Technische Daten



CT LUCIA 202



CT LUCIA® 202

Design der Optik	Monofokal, sphärisch
Material	Hydrophobes Acrylat
Durchmesser der Optik	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm
Anwinkelung der Haptik	5°
Linsendesign	Dreiteilig
Inzisionsgröße	2,8 mm
A-Konstante des Unternehmens ¹	118,2
Dioptriebereich	+4,0 bis +34,0 dpt in Schritten von 0,5 dpt
ACD	5,1
Abbe Zahl	50
Implantation in	Kapselsack
Injektor / Kartuschenset	DUALTEC™ OD655 Injektor für Dioptriebereich +4,0 bis +34,0 dpt

¹ Die optimierten Konstanten finden Sie auf unseren Webseiten www.meditec.zeiss.com



0297

CT LUCIA 202



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Str. 51–52

07745 Jena

Deutschland

www.zeiss.com/ct-lucia

www.zeiss.com/med/contacts

DE_32_022_00531

Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. CT LUCIA ist eine eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG. Gedruckt auf natürlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.

© Carl Zeiss Meditec AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten.