



## Fact Sheet

### ZEISS VISUCONSULT 500

<b>Was ist ZEISS VISUCONSULT 500?</b>	<p>ZEISS VISUCONSULT 500 ist eine Software für Augenoptiker, die sowohl zum Kundendatenmanagement als auch zur Beratung, zur Fernsteuerung von augenoptischen ZEISS Geräten und Instrumenten (z.B. für die Zentrierung) sowie zur Datenerfassung und -verarbeitung eingesetzt wird. Brillenglasbestellungen werden direkt aus dem System an den ZEISS VISUSTORE weitergegeben.</p>
<b>Wie funktioniert ZEISS VISUCONSULT 500?</b>	<p>ZEISS VISUCONSULT 500 läuft als Anwendung sowohl auf dem stationären PC als auch auf dem iPad. Die Anwendung kommuniziert mit augenoptischen Geräten und Systemen von ZEISS aus den Bereichen Refraktion und Zentrierung. Das heißt, die an einem Gerät erfassten Daten (z.B. Zentrierdaten von ZEISS VISUFIT 1000) werden in Echtzeit an die Software übermittelt und dem jeweiligen Kunden zugeordnet.</p> <p>Das Praktische: Ein vom Verbraucher mit Hilfe der Online-Anwendung „Mein Sehprofil“ (<a href="http://www.zeiss.de/meinsehprofil">www.zeiss.de/meinsehprofil</a>) erstelltes Sehprofil kann der Optiker mithilfe des integrierten QR-Code Scanners der VISUCONSULT Software direkt erfassen und schnell mit den hilfreichen Vorabinformationen in die Brillenglasberatung starten.</p> <p>Für den Betrieb von ZEISS VISUCONSULT 500 ist ein Server nötig.</p>
<b>Was sind die Vorteile von ZEISS VISUCONSULT 500?</b>	<p>ZEISS VISUCONSULT 500 kann als die digitale Plattform von ZEISS für Partneroptiker bezeichnet werden. ZEISS setzt mit ihr einen weiteren Meilenstein in Richtung Digitalisierung und „Erlebbarkeit“ beim Brillenglaskauf.</p> <p>Einerseits erleichtert die Software sämtliche Abläufe des Augenoptikers im Ladengeschäft, da sie diese vollständig miteinander vernetzt. Damit kann sich der Optiker unbeschränkt auf den Beratungsprozess konzentrieren.</p> <p>Andererseits wird die bewusste Entscheidung des Verbrauchers für seine Brillenglasauswahl gestärkt. Mit ZEISS VISUCONSULT 500 kann der Optiker das Produkt Brillenglas so veranschaulichen, dass der Verbraucher die Unterschiede der verschiedenen Brillenglasvarianten versteht und auch umfassend über Spezifikationen wie Beschichtungen oder Farben informiert wird.</p>



<b>Ersetzt ZEISS VISUCONSULT 500 andere Systeme?</b>	ZEISS VISUCONSULT 500 kann als Ersatz oder Erneuerung für Anwendungen wie ZEISS i.Com mobile betrachtet werden. Andere Systeme können weiterhin genutzt werden – auch Support-Leistungen werden aktuell und in naher Zukunft weiterhin für diese Systeme angeboten. Bei der Anschaffung neu entwickelter ZEISS Geräte, mit neuen Leistungen und Eigenschaften, muss jedoch auf ZEISS VISUCONSULT 500 zurückgegriffen werden, da nur mit dieser Software die neuen Funktionalitäten unterstützt werden
<b>Verfügbarkeit und Kosten von ZEISS VISUCONSULT 500</b>	ZEISS VISUCONSULT 500 ist seit August 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

VISUFIT 1000, VISUCONSULT 500 und i.Com mobile sind eingetragene Marken der Carl Zeiss Vision GmbH.