



i.Terminal mobile

Setzen Sie auf digitale Zentrierung - es liegt in Ihren Händen

Mobile Brillenglaszentrierung ist eine elegante Art, individuelle Kundenparameter mit hochpräziser ZEISS-Technologie zu erfassen. Über 20 Jahre Erfahrung in der elektronischen Brillenglaszentrierung stehen Ihnen nun in einem unerreicht komfortablen Gerät zur Verfügung. Das ZEISS i.Terminal mobile Zentriergerät für iPads erfasst und berechnet in wenigen Sekunden alle wichtigen Anpassparameter.

Dank intuitiver Bedienkomponenten überzeugt die Anwendung durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine einfache und bequeme Erfassung von Zentrierungsbildern. ZEISS i.Terminal mobile erfordert außer dem iPad kein weiteres Zubehör, wie etwa zusätzliche Kameras oder Blitze, was die Benutzerfreundlichkeit steigert.

[Highlights](#)[Technische Daten](#)[Details](#)[Kontakt](#)

Optimale Beratung mit nur einer einzigen Lösung




Die Daten Ihrer Kunden werden auf einem Netzwerk-Server des Datenmanagementsystems i.Com mobile von ZEISS gespeichert, in welches die Erfassung der Zentrierungsdaten eingebettet ist. Dies sorgt für zuverlässige Abläufe und bequemen Datenzugriff für mehrere iPads.

Vorteile:


- ZEISS i.Terminal mobile ist eine Komponente von ZEISS i.Com mobile, einschließlich des ZEISS i.Com Servers zur Speicherung der Kundendaten und als Schnittstelle zu Verwaltungs-Software-Systemen.
- Einfache und schnelle Anwendung.
- Kleiner und leichter als ein Pupillometer.
- Zwei Messbügel sind im Lieferumfang inbegriffen. Kein weiteres Zubehör erforderlich.

Bestimmen Sie mit i.Terminal mobile auf Ihrem iPad innerhalb von 60 Sekunden alle erforderlichen Zentrier-Parameter



- Fassungsmaße (Länge, Höhe, AzG)
- Pupillendistanz (PD)
- Zentrierpunktabstände (PD, x-Werte, z-Werte)
- Anpasshöhe (y-Werte)
- Hornhaut-Scheitelabstand (HSA)
- Fassungsverneigungswinkel
- Fassungs Scheibenwinkel

Zentrierpunktabstände



Einfaches Positionieren der Zentrierfiguren durch das Touchpad.



Empfohlene Produkte



i.Terminal 2

Eine neue Art, Zentrierungsdaten zu erfassen

[Mehr erfahren](#)



i.Com 2 mobile

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf - setzen Sie auf Kommunikation

[Mehr erfahren](#)

Als einer der international führenden Hersteller von Brillengläsern steht ZEISS für höchste Präzision und optimalen Sehkomfort. ZEISS entwickelt und produziert nicht nur Brillengläser, medizinische Geräte und Messsysteme, sondern bietet auch Konzepte und Technologielösungen für den Fachhandel. Damit setzt ZEISS im Bereich der Augenoptik immer wieder neue Maßstäbe.



Kontaktieren Sie uns

ZEISS Customer Service

+49 7361 598-5000

E-Mail



Mehr erfahren

Sehen verstehen
Gesundheit + Vorsorge
Lifestyle + Fashion
Autofahren + Mobilität
Sport + Freizeit
Arbeitswelt

Ihre Wahl - unsere Hilfe

Fernbrillen + Lesebrillen
Gleitsichtbrillen
Sonnenbrillen
Bildschirmbrillen
Sportbrillen
Kinderbrillen
Brillenglasveredelungen

Serviceangebote

Testen Sie Ihr Sehprofil
Machen Sie den Online-Seh-Check
Das ist die ZEISS Seh-Analyse

Für Augenoptiker

Augen auf bei der Wahl Ihres Partners.
Instrumente + Technologien
ZEISS Brillengläser
ZEISS Reinigungslösungen
ZEISS Partner-Netz
VISUSTORE
ZEISS Academy Vision Care

Kontaktlinsen
Brillenreinigung
Beim Optiker

[ZEISS Deutschland](#) | [Über ZEISS](#) | [Karriere](#) | [Presse & Medien](#)

[Impressum](#) | [Rechtshinweise](#) | [Datenschutz](#) | [Cookie-Präferenzen](#)