

## Die Fernrohr-Brille G 2 bioptics von ZEISS

Für mehr Lebensqualität.

G 2 bioptics von ZEISS unterstützt Sie in vielen alltäglichen Situationen und gibt Ihnen Selbstständigkeit und Lebensqualität zurück. Dazu zählt zum Beispiel das Erkennen von Straßenschildern und Gesichtern oder auch die Möglichkeit, eigenständig Ausflüge oder Freizeitaktivitäten durchzuführen.

[Design](#)[Vorteile](#)[Details](#)[Kontakt](#)

Trägerglas mit persönlichen Korrektionswerten

Fernrohr-System mit zweifacher Vergrößerung

Die Fernrohr-Brille G 2 bioptics vereint die Vorzüge einer Korrektionsbrille mit einem Fernrohr-System, das zu einer erweiterten Sehleistung führt. Diese zweifach vergrößernde Fernrohr-Optik wird auf ein Trägerglas aus organischem Material oder Silikat aufgeklebt – ganz individuell, je nach Bedarf. Denn die Positionierung des optischen Systems erfolgt oberhalb der Blickrichtung des Trägers, damit die Brille zum Sehen in die Ferne und / oder Nähe ganz normal genutzt werden kann. Erst wenn ein entfernt liegendes Objekt besondere Aufmerksamkeit braucht, kann der Anwender mittels Kopf- und / oder Blicksenkung durch das Fernrohr-System schauen und erhält so ein vergrößertes Bild.

## **Der Vorteil:**

Im Gegensatz zur Nutzung eines monokularen Handfernrohrs entfällt das Halten und Ausrichten des Fernrohrs und die Hände bleiben frei.

Somit ist die Fernrohr-Brille G 2 bioptics bestens geeignet für Situationen, in denen speziell die Umfeldorientierung wichtig ist, wie zum Beispiel:

- ✓ in Sehsituationen, die der Orientierung im Straßenverkehr dienen (zum Beispiel das Erkennen von Straßenschildern, Haus- oder Busnummern);
- ✓ im Einsatz bei Hobbys oder im Freizeitbereich, wie Fernsehen, Naturbeobachtung, Theater- und Kinobesuche sowie Kultur- und Sportveranstaltungen;
- ✓ bei der Orientierung beim Einkaufen und auf der Straße;
- ✓ zur frühzeitigen Gesichtserkennung.

Die Fernrohr-Brille G 2 bioptics ist außerdem als vergrößernde Sehhilfe für jüngere Anwender in der schulischen Ausbildung gut geeignet. Denn im Vergleich zur Tafelkamera hat sie alternativ den Vorteil der uneingeschränkten Mobilität und Flexibilität.

## **Ein Produkt, viele Anwendungsmöglichkeiten**

Die neue ZEISS Fernrohr-Brille G 2 bioptics verbindet beste optisch-technische Merkmale mit höchster Individualität und überzeugendem Tragekomfort. Dank des vielfältigen Einsatzbereiches unterstützt sie den Anwender in den unterschiedlichsten Situationen.

### **Die Vorteile für den Anwender:**

- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und kompakte Baugröße der Optik
- Verzeichnungsfreies und kontrastreiches Bild
- Kein Halten und Ausrichten des Fernrohrs mit den Händen erforderlich
- Blick durch das optische System durch Kopf- und / oder Blickbewegung möglich
- Montage auf individuelle Korrektionsgläser unter Berücksichtigung der persönlichen Zentrierdaten
- Jede stabile, gut anpassbare Brillenfassung ist für das optische System geeignet

### **Technische Daten der Fernrohr-Brille G 2 bioptics:**

- Vergrößerung (Ferne): 2 x
- Arbeitsentfernung: unendlich
- Sehfeld: 10°
- Baulänge: ca. 20 mm
- Gewicht: ca. 7 g

Als einer der international führenden Hersteller von Brillengläsern steht ZEISS für höchste Präzision und optimalen Sehkomfort. ZEISS entwickelt und produziert nicht nur Brillengläser, medizinische Geräte und Messsysteme, sondern bietet auch Konzepte und Technologielösungen für den Fachhandel. Damit setzt ZEISS im Bereich der Augenoptik immer wieder neue Maßstäbe.



## Kontaktieren Sie uns

ZEISS Customer Service

+49 7361 598-5000

E-Mail



### Mehr erfahren

Sehen verstehen  
Gesundheit + Vorsorge  
Lifestyle + Fashion  
Autofahren + Mobilität  
Sport + Freizeit  
Arbeitswelt

### Ihre Wahl - unsere Hilfe

Fernbrillen + Lesebrillen  
Gleitsichtbrillen  
Sonnenbrillen  
Bildschirmbrillen  
Sportbrillen  
Kinderbrillen  
Brillenglasveredelungen  
Kontaktlinsen  
Brillenreinigung  
Beim Optiker

### Serviceangebote

Testen Sie Ihr Sehprofil  
Machen Sie den Online-Seh-Check  
Das ist die ZEISS Seh-Analyse  
Newsroom

### Für Augenoptiker

ZEISS unterstützt Sie für Ihren Erfolg  
Instrumente + Technologien  
ZEISS Brillengläser  
ZEISS Reinigungslösungen  
ZEISS Partner-Netz  
VISUSTORE  
ZEISS Academy Vision Care

